

Протокол адаптации набора реагентов «ТЕХПЛАСТИН-ТЕСТ»

(кат. № 140, кат. № 608, кат. № 607 и кат. № 131) на 40 и 100
определений производства ООО фирмы «Технология-
Стандарт» для автоматического коагулометра
«Sysmex CA-500, CA-560»

1. В окне «Special Menu» нажать команду [Setting].
2. В окне «Setting» нажать [Analysis Setting].
3. В окне «Analysis Setting» нажать [Test Protocol].
4. В окне «Test Protocol» нажать [Select Test] и выбрать тест [PT].
5. Внести в Протокол теста изменения на основе таблицы, приведенной ниже:

Sysmex
CA-500
CA-560

Test Protocol Name	PT	STD-Link	
Detector	for PT THS		
End Point		50	%
Maximum Time		120	sec
Sensitivity	Low Gain		
Sample Vol		50	μL
Dil. Vol		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
2nd Dil			
D. Samp Vol		0	μL
Dil. Vol.		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
Reagent 1		60	sec
Reag. Vol	PT THS	100	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse	Clean I		x 0
Reagent 2		0	sec
Reag. Vol		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
Reagent 3		0	sec
Reag. Vol		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0

Для перехода по строкам таблицы необходимо использовать стрелки курсора [↑][↓].

Коррекция объемов реагентов/плазмы, времени инкубации или используемых реагентов осуществляется с помощью цифровой панели либо кнопки [Change] (вводимые значения каждый раз следует подтверждать нажатием [Enter]).

По окончании заполнения таблицы нужно выйти из окна «Test Protocol» нажатием [Return].

В окне «**Renew Settings?**» подтвердить внесенные изменения нажатием **[FIX]**.

Можно продолжить редакцию протокола теста, нажав **[Continue]**, либо вернуться в предыдущее окно без запоминания изменений, нажав **[Cancel]**.

➡ *В качестве реагента PT THS выступает разведённый Техпластин.*

В штативе нужно использовать гнездо, которое запрограммировано для PT THS.

Построение калибровочной кривой:

1. После внесения изменений в протокол теста необходимо вернуться в окно «**Main Menu**».
2. В окне «**Main Menu**» следует нажать **[Standard Curve]**.
3. Выбрать тест, нажав кнопку **[PT]**.
4. Выбрать режим построения калибровочной кривой: автоматический, нажав **[Standard Analysis]**, либо ручной **[Manual Entry]**.
5. В автоматическом режиме в выделенной строке установить значение протромбинового времени в % по Квику – 100% для контрольной нормальной плазмы, приготовленной при смешивании 3-5 образцов бедной тромбоцитами плазмы здоровых людей. В столбце **[PT%]**, выбрать нужные концентрации для построения калибровки (например, 100%, 50%, 25%) и количество определений на одну точку в столбце **[Replication]**. Значение МИЧ (ISI) и нормальное значение протромбинового времени в секундах устанавливается в ручном режиме (**Manual Entry**).
6. В ручном режиме для построения калибровочной кривой необходимо получить значение протромбинового времени контрольной плазмы в различных разведениях (например, 100%, 50%, 25%) в секундах экспериментально, независимо от значений предыдущей калибровочной кривой. Настройки протокола теста должны соответствовать используемому тромбопластину (**Техпластину**). Полученные данные внести в таблицу в окне «**Standard Curve**», «**Manual**». Значение МИЧ (ISI) и нормальное значение протромбинового времени в секундах устанавливается в ручном режиме (**Manual Entry**).
7. Подтвердите полученную калибровочную кривую соответствующей командой **[Update]**.

Протокол адаптации набора реагентов
«ТЕХ-ФИБРИНОГЕН-ТЕСТ»

(кат. № 94, кат. № 324, кат. № 225) на 30 и 100 определений
производства ООО фирмы «Технология-Стандарт»

для автоматического коагулометра
«Sysmex CA-500, CA-560»

1. Приготовление реагентов:

- **Рабочий буферный раствор.** Содержимое одного флакона с концентрированным буфером Трис- HCl перелить в мерный цилиндр вместимостью 200 мл и долить до метки дистиллированной водой (разведение в 20 раз), тщательно перемешать, в результате получается рабочий буферный раствор (№ 12).

- **Разведение тромбина.** В один флакон с тромбином внести 5,0 мл 0,9 % физиологического раствора (N.B. вместо растворителя для тромбина) и растворить содержимое при комнатной температуре и энергичном покачивании в течение 2 мин. В результате получают раствор тромбина. Тромбин во втором флаконе разводят физиологическим раствором по необходимости.

- **Разведение стандарт-плазмы и приготовление калибровочных растворов.** Во флакон со стандарт- плазмой внести 1 мл дистиллированной воды и растворить при слабом покачивании в течение 3 мин. В результате получают стандарт-плазму с известным содержанием фибриногена (см. паспорт к набору). Разведенную стандарт-плазму делят на две равные части, одну из которых замораживают при температуре -16...-20° С (для повторного возможного приготовления калибровочных растворов), а вторую используют.

2.Изменение [Test Protocol] для построения калибровочной кривой:

- 1 В окне «**Special Menu**» нажать команду [**Setting**].
- 2 В окне «**Setting**» нажать [**Analysis Setting**].
- 3 В окне «**Analysis Setting**» нажать [**Test Protocol**].
- 4 В окне «**Test Protocol**» нажать [**Select Test**] и выбрать тест [**Fbg**].
- 5 Внести в Протокол теста изменения на основе таблицы, приведенной ниже:

Test Protocol Name	Fbg	STD-Link	
Detector	for Fbg		
End Point		50	%
Maximum Time		100	sec
Sensitivity	Low Gain		
Sample Vol		10	µL
Dil.Vol	TRIS	90	µL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0

Test Protocol Name	Fbg	STD-Link	
2nd Dil			
D.Samp Vol		0	μL
Dil. Vol.		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
Reagent 1		60	sec
Reag. Vol	Fbg MFU	50	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse	Clean I		x 1
Reagent 2		0	sec
Reag. Vol		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
Reagent 3		0	sec
Reag. Vol		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0

Для перехода по строкам таблицы использовать стрелки курсора [↑][↓].

Коррекция объемов реагентов/плазмы, времени инкубации или используемых реагентов осуществляется с помощью цифровой панели либо кнопки **[Change]** (вводимые значения каждый раз следует подтверждать нажатием **[Enter]**).

По окончании заполнения таблицы нужно выйти из окна «**Test Protocol**» нажатием **[Return]**.

В окне «**Renew Settings?**» подтвердить внесенные изменения нажатием **[FIX]**.

Можно продолжить редакцию протокола теста, нажав **[Continue]**, либо вернуться в предыдущее окно без запоминания изменений, нажав **[Cancel]**.

➡ *В качестве реагента Fbg MFU выступает раствор тромбина.*

В штативе нужно использовать гнездо, которое запрограммировано для **Fbg MFU**.

3. Провести анализ калибровочной кривой.

- 1 В окне «**Main Menu**» нажать **[Standard Curve]>[Select test]**.
- 2 Выбрать тест **[Fbg]** и нажать **[Standart analysis]**.
- 3 Из шести калибраторов оставить четыре (см. паспорт к набору).
- 4 Внести значение концентрации фибриногена в стандарт-плазме из паспорта к набору, подтверждая вносимые значения **[Enter]**.
- 5 Нажать кнопку **[Quit]**.

В окне «**Standart analysis**» подтвердить внесенные изменения нажатием **[Set]**.

6 При удовлетворительных полученных результатах подтвердить калибровочную кривую соответствующей командой. Если в результате анализа калибровочной кривой регистрация времени сгустка при низких концентрациях не состоялась, данные точки можно получить при построении калибровочной кривой вручную, используя вкладыш к паспорту набора. В этом случае все данные калибровочной кривой вносятся в память прибора в режиме «**Manual**» («вручную»).

4. Изменение [Test Protocol] для проведения анализа проб пациентов.

- 1 В окне «Main Menu» нажать команду [Setting].
- 2 В окне «Setting» нажать [Analysis Setting].
- 3 В окне «Analysis Setting» нажать [Test Protocol].
- 4 В окне «Test Protocol» нажать [Select Test] и выбрать тест [Fbg].
- 5 Внести в Протокол теста изменения на основе таблицы, приведенной ниже:

Test Protocol Name	Fbg	STD-Link	
Detector	for Fbg		
End Point		50	%
Maximum Time		100	sec
Sensitivity	High Gain		
Sample Vol		10	μL
Dil. Vol	TRIS	90	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
2nd Dil			
D.Samp Vol		100	μL
Dil. Vol.		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
Reagent 1		60	sec
Reag. Vol	Fbg MFFU	50	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse	Clean I		x 1
Reagent 2		0	sec
Reag. Vol		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
Reagent 3		0	sec
Reag. Vol		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0

Для перехода по строкам таблицы использовать стрелки курсора [↑|↓].

Коррекция объемов реагентов/плазмы, времени инкубации или используемых реагентов осуществляется с помощью цифровой панели либо кнопки [Change] (вводимые значения каждый раз следует подтверждать нажатием [Enter]).

По окончании заполнения таблицы нужно выйти нажатием [Quit].

В окне «Test protocol» подтвердить внесенные изменения нажатием [FIX].

Можно продолжить редакцию протокола теста, нажав [Continue], либо вернуться в предыдущее окно без запоминания изменений, нажав [Cancel].

➡ В качестве реагента Fbg MFU выступает раствор тромбина.

В штативе нужно использовать гнезда, которые запрограммированы для Fbg MFU и TRIS соответственно.

Протокол адаптации набора реагентов
«АПТВ-ЭЛ-ТЕСТ»
 (кат. № 652*) на 100 определений
 производства ООО фирмы «Технология-Стандарт»
 для автоматического коагулометра
«Sysmex CA-500, CA-560»

- 1 В окне «Main Menu» нажать команду [Setting].
- 2 В окне «Setting» нажать [Analysis Setting].
- 3 В окне «Analysis Setting» нажать [Test Protocol].
- 4 В окне «Test Protocol» нажать [Select Test] и выбрать тест [APTT].
- 5 Внести в Протокол теста изменения на основе таблицы, приведенной ниже:

Sysmex
 CA-500
 CA-560

Test Protocol Name	APTT	STD-Link	
Detector	for PTT ACT		
End Point		50	%
Maximum Time		180	sec
Sensitivity	Low Gain		
Sample Vol		50	μL
Dil. Vol		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
2nd Dil			
D. Samp Vol		0	μL
Dil. Vol.		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
Reagent 1		60	sec
Reag. Vol	PTT ACT	50	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse	Clean I		x 1
Reagent 2		240	sec
Reag. Vol	CaCl ₂	50	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse	Clean I		x 1
Reagent 3		0	sec
Reag. Vol		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0


Для перехода по строкам таблицы необходимо использовать стрелки курсора [↑][↓].


Коррекция объемов реагентов/плазмы, времени инкубации или используемых реагентов осуществляется с помощью цифровой панели либо кнопки [Change] (вводимые значения каждый раз следует подтверждать нажатием [Enter]).

По окончании заполнения таблицы нужно выйти из окна «Test Protocol» нажатием [Quit].

В окне «**Renew Settings?**» подтвердить внесенные изменения нажатием **[FIX]**.

Можно продолжить редакцию протокола теста, нажав **[Continue]**, либо вернуться в предыдущее окно без запоминания изменений, нажав **[Cancel]**.

 *В качестве реагента APTT FS выступает жидкий АПТВ-Эл-реагент.*

 *В качестве CaCl₂ используется рабочий раствор хлорида кальция.*

В штативе нужно использовать гнезда, которые запрограммированы для APTT FS и CaCl₂ соответственно.

Примечание: * – в комплект набора входит жидкий АПТВ-реагент готовый к использованию.

Протокол адаптации набора реагентов
«АПТВ-ЭЛ-ТЕСТ»
(кат. № 649*) на 100 определений
производства ООО фирмы «Технология-Стандарт»
для автоматического коагулометра
«Sysmex CA-500, CA-560»

- 1 В окне «Main Menu» нажать команду [Setting].
- 2 В окне «Setting» нажать [Analysis Setting].
- 3 В окне «Analysis Setting» нажать [Test Protocol].
- 4 В окне «Test Protocol» нажать [Select Test] и выбрать тест [APTT].
- 5 Внести в Протокол теста изменения на основе таблицы, приведенной ниже:

Test Protocol Name	APTT	STD-Link	
Detector	for PTT ACT		
End Point		50	%
Maximum Time		180	sec
Sensitivity	Low Gain		
Sample Vol		50	μL
Dil. Vol		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
2nd Dil			
D.Samp Vol		0	μL
Dil. Vol.		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
Reagent 1		60	sec
Reag. Vol	PTT ACT	50	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse	Clean I		x 1
Reagent 2		180	sec
Reag. Vol	CaCl ₂	50	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse	Clean I		x 1
Reagent 3		0	sec
Reag. Vol		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0


Для перехода по строкам таблицы необходимо использовать стрелки курсора [↑][↓].


Коррекция объемов реагентов/плазмы, времени инкубации или используемых реагентов осуществляется с помощью цифровой панели либо кнопки [Change] (вводимые значения каждый раз следует подтверждать нажатием [Enter]).

По окончании заполнения таблицы нужно выйти из окна «Test Protocol» нажатием [Quit].

В окне «**Renew Settings?**» подтвердить внесенные изменения нажатием **[FIX]**.

Можно продолжить редакцию протокола теста, нажав **[Continue]**, либо вернуться в предыдущее окно без запоминания изменений, нажав **[Cancel]**.

 *В качестве реагента **APTT FS** выступает разведённый АПТВ-Эл-реагент.*

 *В качестве **CaCl₂** используется рабочий раствор хлорида кальция.*

В штативе нужно использовать гнезда, которые запрограммированы для **APTT FS** и **CaCl₂** соответственно.

Примечание: * – в комплект набора входит лиофильно высушенный АПТВ-реагент.

Протокол адаптации набора реагентов
«ТРОМБО-ТЕСТ»
(кат. № 151, кат. № 610 и кат. № 609) на 50 и 400 определений
производства ООО фирмы «Технология-Стандарт»
для автоматического коагулометра
«Sysmex CA-500, CA-560»

- 1 В окне «**Spesial Menu**» нажать команду [**Setting**].
- 2 В окне «**Setting**» нажать [**Analysis Setting**].
- 3 В окне «**Analysis Setting**» нажать [**Test Protocol**].
- 4 В окне «**Test Protocol**» нажать [**Select Test**] и выбрать тест [TT].
- 5 Внести в Протокол теста изменения на основе таблицы, приведенной ниже:

Sysmex
CA-500
CA-560

Test Protocol Name	APTT	STD-Link	
Detector	for TT		
End Point		50	%
Maximum Time		150	sec
Sensitivity	Low Gain		
Sample Vol		50	μL
Dil. Vol		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
2nd Dil			
D. Samp Vol		0	μL
Dil. Vol.		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
Reagent 1	Test Thr	60	sec
Reag. Vol		100	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse	Clean I		x 1
Reagent 2		0	sec
Reag. Vol		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
Reagent 3		0	sec
Reag. Vol		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0

Для перехода по строкам таблицы необходимо использовать стрелки курсора [↑][↓].

Коррекция объемов реагентов/плазмы, времени инкубации или используемых реагентов осуществляется с помощью цифровой панели либо кнопки [**Change**] (вводимые значения каждый раз следует подтверждать нажатием [**Enter**]).

По окончании заполнения таблицы нужно выйти из окна «**Test Protocol**» нажатием [**Quit**].

В окне «**Renew Settings?**» подтвердить внесенные изменения нажатием [**Fixt**].

Можно продолжить редакцию протокола теста, нажав [**Continue**], либо вернуться в предыдущее окно без запоминания изменений, нажав [**Cancel**].

 *В качестве реагента **Test Thr** выступает рабочий раствор тромбина.*

В штативе нужно использовать гнезда, которые запрограммированы для **Test Thr**.

Протокол адаптации набора реагентов
«ПАРУС-ТЕСТ»
 (кат. № 164) на 40 определений производства
 ООО фирмы «Технология-Стандарт»
 для автоматического коагулометра
«Sysmex CA-500, CA-560»

Последовательность манипуляций для определения времени
свертывания с активатором протеина С:

- 1 В окне «Special Menu» нажать команду [Setting].
- 2 В окне «Setting» нажать [Analysis Setting].
- 3 В окне «Analysis Setting» нажать [Test Protocol].
- 4 В окне «Test Protocol» нажать [Select Test] и выбрать тест [PCcl].
- 5 Внести в Протокол теста изменения на основе таблицы, приведенной ниже:

Sysmex
 CA-500
 CA-560

Test Protocol Name	PCcl	STD-Link	
Detector			
End Point		50	%
Maximum Time		200	sec
Sensitivity	Low Gain		
Sample Vol		50	μL
Dil. Vol		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
2nd Dil			
D.Samp Vol		0	μL
Dil. Vol.		0	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
Reagent 1		20	sec
Reag. Vol	Act Proc	25	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse	Clean I		x 1
Reagent 2		40	sec
Reag. Vol	APTT Glo	50	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse	Clean		x 1
Reagent 3		220	sec
Reag. Vol	CaCL ₂	50	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse	Clean I		x 1

Для перехода по строкам таблицы необходимо использовать стрелки курсора [↑][↓].
 Коррекция объемов реагентов/плазмы, времени инкубации или используемых реагентов

осуществляется с помощью цифровой панели либо кнопки **[Change]** (вводимые значения каждый раз необходимо подтверждать нажатием **[Enter]**).

По окончании заполнения таблицы нужно выйти из окна «**Test Protocol**» нажатием **[Quit]**.

В окне «**Renew Settings?**» подтвердить внесенные изменения нажатием **[FIX]**.

Можно продолжить редакцию протокола теста, нажав **[Continue]**, либо вернуться в предыдущее окно без запоминания изменений, нажав **[Cancel]**.

➡ В качестве реагента **APTT Glo** выступает разведённый **АПТВ-реагент**, входящий в состав набора реагентов «**Парус-тест**».

➡ В качестве реагента **Act Proc** используется раствор активатора протеина **C**.

➡ В качестве **CaCl₂** используется рабочий раствор кальция хлорида.

В штативе нужно использовать гнезда, которые запрограммированы для **APTT Glo**, **PCcl** и **CaCl₂** соответственно.

Для определения времени свертывания с дистиллированной водой использовать тест **PCGLOB**, заменив реагента **Act Proc** на реагент **Buf proC** (В качестве реагента **Buf proC** используется дистиллированная вода).

В штативе нужно использовать гнезда, которые запрограммированы для **APTT Glo**, **PCcl** и **CaCl₂** соответственно.

Последовательность манипуляций для определения времени свертывания с дистиллированной водой:

- 1 В окне «**Main Menu**» нажать команду **[Setting]**.
- 2 В окне «**Setting**» нажать **[Analysis Setting]**.
- 3 В окне «**Analysis Setting**» нажать **[Test Protocol]**.
- 4 В окне «**Test Protocol**» нажать **[Select Test]** и выбрать тест **[Pccl]**.
- 5 Внести в Протокол теста изменения на основе таблицы, приведенной ниже:

Sysmex
 CA-500
 CA-560

Test Protocol Name	PCcl	STD-Link	
Detector			
End Point		50	%
Maximum Time		200	sec
Sensitivity	Low Gain		
Sample Vol		50	µL
Dil.Vol		0	µL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
2nd Dil			
D.Samp Vol		0	µL
Dil. Vol.		0	µL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
Reagent 1		20	sec
Reag. Vol	Buf pro C	25	µL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse	Clean I		x 1

Test Protocol Name	PCcl	STD-Link	
Reagent 2		40	sec
Reag. Vol	APTT Glo	50	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
Reagent 3		220	sec
Reag. Vol	CaCL ₂	50	μL
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0

Для перехода по строкам таблицы использовать стрелки курсора [↑][↓].

Коррекция объемов реагентов/плазмы, времени инкубации или используемых реагентов осуществляется с помощью цифровой панели либо кнопки **[Change]** (вводимые значения каждый раз необходимо подтверждать нажатием **[Enter]**).

По окончании заполнения таблицы нужно выйти из окна «**Test Protocol**» нажатием **[Quit]**.

В окне «**Execute Settings?**» подтвердить внесенные изменения нажатием **[Set].[Fix]**.

Можно продолжить редакцию протокола теста, нажав **[Continue]**, либо вернуться в предыдущее окно без запоминания изменений, нажав **[Cancel]**.

➡ В качестве реагента *APTT Glo* выступает разведённый АПТВ-реагент, входящий в состав набора реагентов «Парус-тест».

➡ В качестве реагента *BufproC* используется дистиллированная вода.

➡ В качестве *CaCl₂* используется рабочий раствор кальция хлорида.

В штативе нужно использовать гнезда, которые запрограммированы для **APTT Glo**, **BufProC** и **CaCl₂** соответственно.

Протокол адаптации набора реагентов
«МУЛЬТИТЕХ-ФИБРИНОГЕН»
(кат. № 712) на 100 и 200 определений производства
ООО фирмы «Технология-Стандарт»
для автоматического коагулометра
«Sysmex CA-500, CA-560»

1. Приготовление реагентов:

- **Разведение тромбина.** В один флакон с тромбином внести **10,0** мл растворителя для тромбина и растворить содержимое при комнатной температуре (+18...+25°C) покачиванием в течение 5 мин. В результате получают раствор тромбина. Тромбин во втором флаконе разводят по необходимости.
- **Разведение калибраторов.** В каждый из пяти флаконов калибраторов фибриногена внести по **1,0** мл дистиллированной воды и растворить содержимое при комнатной температуре (+18...+25°C) (см. паспорт к набору).

2. Программирование и проведение анализа калибровочной кривой:

1. В окне «Main Menu» нажать [Standard Curve]. > [Select test].
2. Выбрать тест [Fbg] и нажать [Standard analysis].
3. Из шести калибраторов оставить пять (см. паспорт к набору «Фибриноген-калибратора»).
4. Внести значение концентрации фибриногена в стандарт-плазме из паспорта к набору, подтверждая вносимые значения [Enter], от большего значения к меньшему.
5. Нажать кнопку [Quit]. В окне «Standard analysis» подтвердить внесенные изменения нажатием [Set].
6. При удовлетворительных полученных результатах подтвердить калибровочную кривую соответствующей командой. Если в результате анализа калибровочной кривой регистрация времени сгустка при низких концентрациях не состоялась, данные точки можно получить при построении калибровочной кривой вручную, используя вкладыш к паспорту набора. В этом случае все данные калибровочной кривой вносятся в память прибора в режиме «Manual» («вручную»).

3. Изменение [Test Protocol] для проведения анализа проб пациентов.

1. В окне «Main Menu» нажать команду [Setting].
2. В окне «Setting» нажать [Analysis Setting].
3. В окне «Analysis Setting» нажать [Test Protocol].
4. В окне «Test Protocol» нажать [Select Test] и выбрать тест [Fbg].
5. Внести в Протокол теста изменения на основе таблицы, приведенной ниже:

Test Protocol Name	Fbg	STD-Link	
Detector	for Fbg		
End Point		50	%
Maximum Time		100	sec
Sensitivity	High Gain		
Sample Vol		50	
Dil.Vol		0	
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0

Test Protocol Name	Fbg	STD-Link	
2nd Dil			
D.Samp Vol			
Dil. Vol.		0	
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
Reagent 1		60	sec
Reag. Vol	Fbg MFU	100	
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse	Clean I		x 1
Reagent 2		0	sec
Reag. Vol		0	
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0
Reagent 3		0	sec
Reag. Vol		0	
Pre. Rinse			x 0
Post. Rinse			x 0

Для перехода по строкам таблицы использовать стрелки курсора [↑][↓].

Коррекция объемов реагентов/плазмы, времени инкубации или используемых реагентов осуществляется с помощью цифровой панели либо кнопки **[Change]** (вводимые значения каждый раз следует подтверждать нажатием **[Enter]**).

По окончании заполнения таблицы нужно выйти нажатием **[Quit]**.

В окне «**Test Protocol**» подтвердить внесенные изменения нажатием **[FIX]**.

Можно продолжить редакцию протокола теста, нажав **[Continue]**, либо вернуться в предыдущее окно без запоминания изменений, нажав **[Cancel]**.

➡ *В качестве реагента Fbg MFU выступает раствор тромбина. В штативе нужно использовать гнезда, которые запрограммированы для Fbg MFU.*

Для построения калибровочной кривой необходимо набор калибраторов фибриногена «Фибриноген-калибратор» заказывать дополнительно.

Примечание: Если программное обеспечение не позволяет заменить количество образца плазмы с 100 мкл на 50 мкл, следует разводить тромбин в 5.0 мл растворителя (а не в 10.0, как указано в инструкции).